

# BAGene

## HPA-TYPE

CE

LOT 1004 HP

IVD

2011-10

📖

REF 6660

### Worksheet und Auswertetabelle / Worksheet and Evaluation diagram

Reaktions-Nr. / Reaction No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PCR-Produkt (Größe in bp) PCR product (size in bp)	196	196	241	241	230	230	252	252	246	246	233	233
HPA-Merkmale HPA specificities	HPA 1a	HPA 1b	HPA 2a	HPA 2b	HPA 3a	HPA 3b	HPA 4a	HPA 4b	HPA 5a	HPA 5b	HPA 15a	HPA 15b
	Beispiele / Examples											
⇒ HPA - 1a/b; 2a/b; 3a/b; 4a/b; 5a/b; 15a/b	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HPA - 1a/a; 2a/a; 3a/a; 4a/a; 5a/b; 15a/a	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-
HPA - 1b/b; 2b/b; 3b/b; 4b/b; 5b/b; 15b/b	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
⇒ HPA - 1a/b; 2a/a; 3a/b; 4a/a; 5b/b; 15a/b	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+

Genotyp Genotype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Proben-ID / Sample-ID:

Name:

Geb.-Datum / Birthdate:

Ergebnis / Result:

Datum / Date:

Unterschrift / Signature:

Gelbild / Gel Picture

VER 04/2010

## Kurzanleitung / Short Instructions

- Die gewünschte Anzahl **BAGene**-Platten/-Streifen aus dem Gefrierschrank (-20...-80°C) nehmen und den 10 x PCR-Puffer bei Raumtemperatur auftauen.

*Remove the required number of **BAGene**-plates/strips from -20...-80°C and thaw the 10 x PCR-buffer.*

- Der erste Reaktionsmix ist durch Aufdruck der Lot-Nr. markiert.

*The first reaction mix is marked by the printed lot number.*

- Den Mastermix, bestehend aus 10 x PCR-Puffer, DNA-Lösung, Taq-Polymerase und Aqua dest. zusammenpipettieren und gründlich vortexen. Die verschiedenen **BAGene** DNA-SSP Kits werden mit dem gleichen Mastermix angesetzt und sind daher miteinander kombinierbar.

*Pipet the mastermix, consisting of 10 x PCR-buffer, DNA-solution, Taq-Polymerase and aqua dest. and mix well.*

*The different **BAGene** DNA-SSP Kits do all work with the same mastermix and can therefore be combined.*

### Zusammensetzung des Mastermixes in Abhängigkeit von der Anzahl der Reaktionsmixe

*Composition of the Mastermix depending on the number of reaction mixes*

No. of mixes	Aqua dest.	10 x PCR-buffer	DNA-sol. (50-100 ng/μl)	Taq-Polymerase (5 U/μl)	total volume app.	
1	8	1	1	0,08	10	μl
2	16	2	2	0,2	20	μl
6*	50	7	7	0,5	65	μl
7	70	9	9	0,7	90	μl
8	80	10	10	0,8	100	μl
9	88	11	11	0,9	110	μl
10	96	12	12	1,0	120	μl
11	104	13	13	1,0	130	μl
12	112	14	14	1,1	140	μl
13	128	16	16	1,3	160	μl
14	136	17	17	1,4	170	μl
15	144	18	18	1,4	180	μl
16	152	19	19	1,5	190	μl

- ⇒ Bei abweichenden DNA-Konzentrationen sind die Mengen von DNA und Wasser entsprechend zu variieren.  
*For different DNA concentrations, the quantities of DNA and water must be varied accordingly.*

- ★ Mastermix für 6 Reaktionsmixe wird wegen des geringen Volumens Taq-Polymerase als Mindestansatz empfohlen.

*Minimum preparation of mastermix for 6 reaction mixes is recommended due to the small volume of Taq-Polymerase.*

- Nach dem Vortexen werden von diesem Gemisch umgehend je **10 μl** zu den angetrockneten Reaktionsmixin pipettiert.

*After vortexing add **10 μl** of this mixture immediately to the dried reaction mixes.*

- Die Reaktionsgefäße werden mit den dafür vorgesehenen Deckeln **dicht** verschlossen. Die Platten/Streifen werden leicht bewegt, um das Pellet auf dem Gefäßboden etwas anzulösen. Die gesamte Reaktionslösung soll sich im Gefäßboden befinden.

***Tightly** close the tubes with the respective strip caps. Slightly move the plates/strips to dissolve the pellet at the bottom of the tube. All PCR-solution should settle on the bottom of the tube.*

- Nach der PCR und Auftrennung der Amplifikate im Gel erfolgt die Auswertung.

*After PCR and separation of the amplicons in the gel, the evaluation can be carried out.*

- Alle **BAGene** Reagenzien sind nach Gebrauch wieder bei -20...-80°C zu lagern.

*Return all **BAGene** reagents to -20...-80°C after use.*

- ⇒ ⇒ Ablesen der Ergebnisse in Pfeilrichtung / *Read the results in direction of the arrow*

### Beispiel / Example

Reaktions-Nr. / Reaction No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HPA - 1a/b; 2a/b; 3a/b; 4a/a; 5a/b, 15a/b	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+