



## Fehlerquellen

### Ursache falsch negativer oder schwacher Reaktionen

- Erythrozyten können das Ablesen erschweren
- Kontamination mit Thrombozyten
- Zu hohe Lymphozytenzahl
- Gelbfärbung der Anti-HLA-Seren
- Platten aufgetaut und wieder eingefroren
- Komplement vor Verwendung zu lange bei Raumtemperatur gelagert
- Reste von aufgelöstem Komplement eingefroren und erneut verwendet
- Zu kurze Inkubationszeiten
- Zu niedrige Inkubationstemperatur

### Ursache falsch positiver Reaktionen

- Zu lange Inkubationszeiten
- Zu hohe Inkubationstemperatur
- Vorgeschiedigte Lymphozyten (Negativkontrolle ist positiv = „background“)
- Reaktionen wurden nicht abgestoppt

## Leistungsdaten

Diagnostische Sensitivität und Spezifität (R-Wert) sind den Ergebnislisten HISTO TRAY zu entnehmen.

## Literatur

Bodmer, J. et al., 1997. Tissue Antigens 49:297-321

## Warn- und Entsorgungshinweise

**HISTO TRAY Complement ABC** ist nur für den in vitro diagnostischen Gebrauch geeignet und sollte nur von geschultem, in Histokompatibilitätstestung erfahrenem Fachpersonal angewendet werden. Transfusionsrichtlinien und EFI- / DGI-Standards sind zu beachten.

Humanes Ausgangsmaterial für die Produktion der Testreagenzien wurde auf HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV getestet. Nur negatives Material wurde für die Produktion verwendet. Trotzdem sollten sämtliche für den Test verwendete Materialien biologischen Ursprungs als potentiell infektiös betrachtet werden, da keine Testmethode alle infektiösen Krankheitserreger nachweisen kann. Beim Umgang mit biologischen Materialien werden deshalb angemessene Sicherheitsvorkehrungen empfohlen (nicht mit dem Mund pipettieren; Schutzhandschuhe bei der Testdurchführung tragen; Händedesinfektion nach der Testdurchführung).

Biologische Materialien müssen vor der Entsorgung inaktiviert werden (z.B. durch Autoklavieren). Einwegmaterialien sind nach Gebrauch zu autoklavieren oder zu verbrennen. Verschüttetes potentiell infektiöses Material sollte unverzüglich mit einem saugfähigen Papiertuch entfernt werden und der kontaminierte Bereich mit einem geeigneten Desinfektionsmittel oder 70%igem Ethanol desinfiziert werden. Material, das für die Entfernung von Verschüttetem benutzt wurde, muss vor der Entsorgung inaktiviert werden (z.B. durch Autoklavieren).

Anti-HLA-Seren enthalten  $\text{NaN}_3$  als Konservierungsmittel. In der enthaltenen Konzentration von  $< 0,1\%$  gilt  $\text{NaN}_3$  nicht mehr als gesundheitsschädlich, trotzdem sollte ein Kontakt mit der Haut und Schleimhäuten vermieden werden. Kupfer und Blei, die in einigen Rohsystemen eingesetzt werden, können mit Azid explosive Salze bilden. Die im Reagenz enthaltenen Azidmengen sind klein, trotzdem sollte bei der Beseitigung von Azid-haltigem Material mit reichlich Wasser nachgespült werden.

Die Entsorgung aller Proben und Testmaterialien sollte entsprechend der gesetzlichen Richtlinien erfolgen.

Das Sicherheitsdatenblatt (SDS) kann unter [www.bag-healthcare.com](http://www.bag-healthcare.com) heruntergeladen werden.

Für die Formaldehyd-Lösung und Acridinorange/Ethidiumbromid (AO/EB) sollten die Warn- und Entsorgungshinweise der Hersteller befolgt werden.

Eine gelbe Verfärbung der Anti-HLA-Seren, die auch nach dem Auftauen bestehen bleibt, zeigt eine Änderung im pH-Wert an. Derartige Platten sollten **nicht** für den Test eingesetzt werden.

**HISTO TRAY Complement ABC** nicht nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Haltbarkeitsdatums benutzen.

### Konservierungsmittel:

$< 0,1\% \text{NaN}_3$

### Haltbarkeit:







bis zum aufgedruckten Datum auf den Etiketten

### Lagerung:

$\leq -20^\circ\text{C}$

### Packungsgröße:

gemäß Angaben auf dem Kit

Erklärung der Symbole auf den Etiketten			
	Lagertemperatur / Unterer Temperaturgrenzwert		Ausreichend für n Tests
	Verwendbar bis		Gebrauchsinformation beachten
	Hersteller		In-vitro-Diagnostikum
<b>ANTI-HLA-SERA</b>	Anti-HLA-Seren	<b>LOT</b>	Lot-Nummer
<b>COMPLEMENT TESTING</b>	Zweckbestimmung: Komplement Testung	<b>MICROTESTTRAY</b>	Mikrotestkammer mit vorgetropften Antisera und Kontrollen
<b>CONT</b>	Inhalt, enthält	<b>MONOCL</b>	Monoklonal
<b>CONTROL +</b>	Positive Kontrolle	<b>POLYCL HUM</b>	Polyklonal
<b>CONTROL -</b>	Negative Kontrolle	<b>REF</b>	Bestell-Nummer
<b>HUM</b>	Ursprung: Human	<b>WORKSHEET</b>	Auswertungsbogen
<b>IFU</b>	Gebrauchsinformation		

Version 2/2018 / Stand: 2018-01



BAG Health Care GmbH

Amtsgerichtsstraße 1-5  
35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404 / 925-0  
Fax: +49 (0) 6404 / 925-250

[www.bag-healthcare.com](http://www.bag-healthcare.com)  
[info@bag-healthcare.com](mailto:info@bag-healthcare.com)

Auftragsannahme/Ordering:

Tel.: +49 (0) 6404 / 925-450  
Fax: +49 (0) 6404 / 925-460  
[verkauf@bag-healthcare.com](mailto:verkauf@bag-healthcare.com)

Customer Service:

Tel.: +49 (0) 6404 / 925-125  
Fax: +49 (0) 6404 / 925-421  
[service@bag-healthcare.com](mailto:service@bag-healthcare.com)

## INSTRUCTIONS FOR USE

# HISTO TRAY Complement ABC

CE<sub>0123</sub>

Electronic instructions for use see [www.bag-healthcare.com](http://www.bag-healthcare.com)

## HISTO TRAY Complement ABC

REF 7003

IVD

### Description of product

HISTO TRAY Complement ABC is suitable to examine the activity of rabbit complement performing the microlymphocytotoxicity test according to German and European guidelines (DGI, EFI).

The ready to use microplate is predropped with three HLA-ABC antisera in defined dilutions and additional positive and negative controls. Worksheets for evaluation are enclosed.

The testing should be done using three different cell suspensions:

- 2 samples with corresponding antigens
- 1 sample with non corresponding antigens (negative control)

Using a reference sample of rabbit complement during each investigation is recommended.

### Test principle

HLA-antisera react with the correspondent membrane-bound antigens on human lymphocytes. The addition of rabbit complement results in a structural change of the cell membrane which leads to a penetration of an indicator dye. Stained lymphocytes = positive reaction. In case of missing antigen-antibody reaction or a too weak complement activity, the cell membrane is intact. No penetration of indicator dye takes place and the cells remain unstained = negative reaction.

### Isolation of lymphocytes

Isolation of lymphocytes from heparinized blood with a cell separation medium, e.g. HISTOPREP, for the NIH-technique or with Immuno Beads for the Immuno Beads method should be performed in accordance with the instructions for use of the manufacturer.

### Rabbit Complement

Reconstitute lyophilized complement shortly before use according to instructions of the manufacturer.

Thaw frozen rabbit complement shortly before use.

Store reconstituted or thawed complement cool (2...8°C) and use it within 3 - 4 hours.

**DO NOT FREEZE OR FREEZE AGAIN** dissolved or thawed rabbit complement!

### Test procedure NIH technique

1. Thaw plates 10 - 15 minutes before use.
  2. Add 1 µl of lymphocyte suspension (2000 - 3000 cells/µl) to each well of the HISTO TRAY Complement ABC plate.
  3. Incubate at 18...22°C for 30 minutes.
  4. In order to examine a specific lot of rabbit complement prepare dilutions 1:2 and 1:4 with RPMI 1640 or isotonic saline.
  5. Add 5 - 6 µl rabbit complement in the following manner:
    - row 3, 7, 11                      dilution                      1:4
    - row 2, 6, 10                      dilution                      1:2
    - row 1, 4, 5, 8, 9, 12              undiluted                      1:1
- In order to avoid carry over, start pipetting the rabbit complement with low up to high concentration.
6. Incubate at 18...22°C for 60 minutes.
  7. Add 3 - 4 µl eosin (5%), after 5 minutes add 5 - 6 µl formaldehyde (37%, pH 7.2) for fixation.
  8. If necessary, place a coverglass onto the plate before interpretation under the microscope.
  9. Allow sedimentation of lymphocytes before reading (60 minutes).

### Test procedure IMB-method

1. Thaw plates 10 - 15 minutes before use.
  2. Add 1 µl of lymphocyte suspension (approx. 1000 cells/µl) to each well of the HISTO TRAY Complement ABC plate.
  3. Incubate at 18...22°C for 30 minutes.
  4. In order to examine a specific lot of rabbit complement prepare dilutions 1:2 and 1:4 with RPMI 1640 or isotonic saline.
  5. Add 5 - 6 µl rabbit complement in the following manner:
    - row 3, 7, 11                      dilution                      1:4
    - row 2, 6, 10                      dilution                      1:2
    - row 1, 4, 5, 8, 9, 12              undiluted                      1:1
- In order to avoid carry over, start pipetting the rabbit complement with low up to high concentration.
6. Incubate at 18...22°C for 60 minutes.
  7. Add 3 µl acridin orange/ethidium bromide staining solution, 1 µl black ink and 3 µl EDTA solution (5%).
  8. Use fluorescence microscope for immediate reading.

### Evaluation of results

The amount of lysed lymphocytes compared with the total amount of lymphocytes is quoted as a score value in each well.

<u>% lysed cells</u>		<u>evaluation</u>
0 - 19%	= Score 1	negative
20 - 39%	= Score 2	doubtful negative
40 - 59%	= Score 4	weak positive
60 - 79%	= Score 6	positive
80 - 100%	= Score 8	strong positive
	= Score 0	no evaluation possible

The antigens should give clear cut reactions with corresponding undiluted antisera using minimum dilution 1:2 of rabbit complement. Prozone phenomena may appear depending on complement activity.

## Troubleshooting

### Causes of false negative or weak reactions

- Erythrocyte contamination can make microscopic evaluation difficult
- Platelet contamination
- The amount of lymphocytes is too high
- Yellow colour of the HLA antisera
- Trays have been thawed and refrozen
- Reconstituted complement kept too long at room temperature before use
- Residual complement was frozen and thawed again.
- Incubation time were too short
- Incubation temperature were too low

### Causes of false positive reactions

- Incubation time were too long
- Incubation temperature were too high
- Prior damage of lymphocytes (negative control is positive = „background“)
- Failure to add fixative

## Performance Characteristics

Please refer to the listing of HISTO TRAY test results to receive data for diagnostic sensitivity and specificity (R-Value).

## Literature

Bodmer, J. et al., 1997. Tissue Antigens 49:297-321

## Warnings and Precautions

**HISTO TRAY Complement ABC** is designed for in vitro diagnostic use only and should be applied by properly trained personnel, experienced in histocompatibility testing. Transplantation guidelines as well as EFI standard should be followed. Human source material used to produce this reagent has been tested and found negative for HBsAg and HIV and HCV antibodies. Nevertheless all used biological material should be handled as potentially infectious, because no test method can guarantee that material derived from biological sources are free from infectious agents. When handling biological material appropriate safety precautions are recommended (Do not pipet by mouth; wear disposable gloves while handling biological material and performing the test; disinfect hands when finished the test).

Biological material should be inactivated before disposal (e.g. in an autoclave). Disposables should be autoclaved or incinerated after use. Spillage of potentially infectious materials should be removed immediately with absorbent paper tissue and the contaminated areas swabbed with a suitable standard disinfectant or 70% alcohol. Material used to clean spills, including gloves, should be inactivated before disposal (e.g. in an autoclave).

Anti-HLA sera contain a preservative < 0.1% NaN<sub>3</sub>. A concentration of < 0.1% NaN<sub>3</sub> is not considered to be a harmful concentration. Nevertheless avoid contact with the skin and mucous membranes. The copper and lead used in some plumbing systems can react with azides to form explosive salts. The quantities of azide used in this reagent are small; nevertheless when disposing of azide-containing materials, they should be flushed away with a large volume of water.

Disposal of all specimen and test materials should be in accordance with state and local law.







The Material Safety Data Sheet (MSDS) is available to download at [www.bag-healthcare.com](http://www.bag-healthcare.com).

For Formaldehyde solution and Acridinorange/Ethidiumbromide (AO/EB) please note the warnings and precautions of the manufacturers.

A yellow colouration of anti-HLA sera which still remains after thawing, may indicate a change of the pH value. Those plates should **not** be used for the test.

Do not use **HISTO TRAY Complement ABC** beyond the indicated expiration date on the label.

<b>Preservative:</b>	< 0.1% NaN <sub>3</sub>
<b>Storage:</b>	≤ -20°C
<b>Shelf life:</b>	until the expiration date indicated on the labels
<b>Package:</b>	according to information indicated on the kit

Explanation of symbols used on Labelling			
	Storage temperature / Lower limit of temperature		Sufficient for n tests
	Use by		Consult Instructions for use
	Manufacturer		For in vitro diagnostic use
<b>ANTI-HLA-SERA</b>	Anti-HLA-Sera	<b>LOT</b>	Batch code
<b>COMPLEMENT TESTING</b>	Intended purpose: Complement testing	<b>MICROTESTTRAY</b>	Microtest tray with predropped antisera and controls
<b>CONT</b>	Content, contains	<b>MONOCL</b>	Monoclonal
<b>CONTROL +</b>	Positive control	<b>POLYCL HUM</b>	Polyclonal
<b>CONTROL -</b>	Negative control	<b>REF</b>	Catalogue number
<b>HUM</b>	Origin: human	<b>WORKSHEET</b>	Worksheet
<b>IFU</b>	Instructions for use		

Version 2/2018 / Issue: 2018-01



BAG Health Care GmbH  
Amtsgerichtsstraße 1-5  
35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404 / 925 - 0  
Fax: +49 (0) 6404 / 925 - 250

[www.bag-healthcare.com](http://www.bag-healthcare.com)  
[info@bag-healthcare.com](mailto:info@bag-healthcare.com)

**Auftragsannahme/Ordering:**  
Tel.: +49 (0) 6404 / 925 - 450  
Fax: +49 (0) 6404 / 925 - 460  
[verkauf@bag-healthcare.com](mailto:verkauf@bag-healthcare.com)

**Customer Service:**  
Tel.: +49 (0) 6404 / 925 - 125  
Fax: +49 (0) 6404 / 925 - 421  
[service@bag-healthcare.com](mailto:service@bag-healthcare.com)