

PT

Instruções de utilização

# Happy Taq

CE

Instruções de utilização electrónica ver [www.bag-healthcare.com](http://www.bag-healthcare.com)

IVD

REF 70976










**Conteúdo:** 50 µl Taq Polimerase, pronta a usar  
250 unidades (5 unidades/µl)

**Especificação:** Enzima recombinante  
polimerase termoestável de 5' → 3' ADN  
atividade de exonuclease 5' → 3'  
sem atividade de exonuclease 3' → 5'  
A enzima acrescenta nucleótidos no extremo 3do ADN  
(quase exclusivamente adenosina)

**Armazenamento:** ≤ -20°C

**Aplicação:** Para utilização com kits HISTO TYPE e kits BAGene da BAG Health Care GmbH. Para procedimentos de teste e mais informação, consulte as instruções de utilização destes Kits HISTO TYPE SSP e BAGene SSP.

## Explicação dos símbolos usados nos rótulos

	Temperatura de armazenamento / <b>Limite inferior de temperatura</b>		Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
	Prazo de validade		Referência de catálogo
	Código do lote		Pronto a usar
	Consulte as instruções de utilização		<b>Fabricante</b>
		Taq-Polimerase	

Versão: 3/2017 / Emissão: 2017-08