

# Sporensuspensionen

- > Sporen suspendiert in 40%-igem Ethanol oder wässriger Lösung
- > Angabe der Konzentrationen pro 0,1 ml
- > Ampullen je 10 ml
- > Zertifizierung der Organismen, Populationen und D-Werte

| Produktbezeichnung                    | Best.-Nr. | ATCC  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| G. stearothermophilus 10 <sup>5</sup> | 7363      | 7953  |
| G. stearothermophilus 10 <sup>6</sup> | 7364      | "     |
| G. stearothermophilus 10 <sup>7</sup> | 7352      | "     |
| B. atrophaeus 10 <sup>5</sup>         | 7365      | 9372  |
| B. atrophaeus 10 <sup>6</sup>         | 7366      | "     |
| B. atrophaeus 10 <sup>7</sup>         | 7369      | "     |
| B. atrophaeus 10 <sup>8</sup>         | 7361      | "     |
| B. pumilus 10 <sup>5</sup>            | 7381      | 27142 |
| B. pumilus 10 <sup>6</sup>            | 7382      | "     |
| B. pumilus 10 <sup>7</sup>            | 7383      | "     |
| B. pumilus 10 <sup>8</sup>            | 7362      | "     |

Weitere Konzentrationen und Sporensuspensionen auf Anfrage

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| G. stearothermophilus | ATCC 12980; ATCC 10149 |
| B. thuringiensis      | ATCC 29730             |
| B. subtilis "6633"    | ATCC 6633              |
| B. subtilis "5230"    | ATCC 35021 / 5230      |
| B. megaterium         | ATCC 8245              |
| B. cereus             | ATCC 11778             |
| B. coagulans          | ATCC 51232             |



**Lagerung:** bei + 2°C bis + 8°C  
**Haltbarkeit:** 12 Monate ab Herstellungsdatum  
**Lieferzeiten:** Preise und Lieferzeiten auf Anfrage

07/07