

BAG-Validierungsset für RDG

Temperatur-Datenlogger zur Validierung und Routineüberwachung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)

Best.-Nr. 83312



Verwendungszweck

- Einsatz für die Validierung und Routineüberwachung
- Überwachung des Programmablaufes im RDG (Aufzeichnung der Temperatur)
- Überwachung der Desinfektionsleistung des RDG
(Berechnung von A_0 60, 600, 3000 Werten nach DIN EN ISO 15883-1)

Produkteigenschaften

- entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 15883
- vollkommen wasserdicht
- hohe Messgenauigkeit ($\pm 0,3^\circ\text{C}$ im Bereich von -40°C bis $+125^\circ\text{C}$)
- Programmierung und Auswertung per PC
- Kalibrierzertifikat liegt bei, Rekalibrierung nur alle 12 Monate erforderlich

Inhalt (BAG-Best.-Nr. 83312):

2 BAG-TLog OE	Temperatur-Datenlogger mit Befestigungsöse
2 BAG-TLog F2	Temperatur-Datenlogger mit 2 Messfühlern
1 BAG-Interface	Interface zum Auslesen der Datenlogger
1 Software Winlog.med Validation	Software zur Datenauswertung inkl. Bedienungsanleitung
1 Koffer	Zur Aufbewahrung der Temperatur-Datenlogger

03/08