

BAG-TLog-Serie

Temperatur-Datenlogger zur Überwachung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)



Verwendungszweck

- Überwachung des Programmablaufes im RDG (Aufzeichnung der Temperatur)
- Überwachung der Desinfektionsleistung des RDG
(Berechnung von A₀ 60, 600, 3000 Werten nach DIN EN ISO 15883-1)

Produkteigenschaften

- entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 15883
- vollkommen wasserdicht
- hohe Messgenauigkeit ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ im Bereich von -40°C bis $+125^{\circ}\text{C}$)
- Programmierung und Auswertung per PC
- Kalibrierzertifikat liegt bei, Rekalibrierung nur alle 12 Monate erforderlich

Produktangebot

		BAG-Best.Nr.
BAG-TLog	Temperatur-Datenlogger	8325
BAG-TLog F1	Temperatur-Datenlogger mit 1 Messfühler	8326
BAG-TLog F2	Temperatur-Datenlogger mit 2 Messfühlern	8327
BAG-TLog OE	Temperatur-Datenlogger mit Befestigungsöse	8328
BAG-Interface	Interface zum Auslesen der Daten aus BAG-TLog	8332
BAG-SW	Software zur Datenauswertung	8333
BAG-TLog Starterset	1 x BAG TLog 1 x BAG-Interface 1 x BAG-SW 1 x Auslieferung in stabilem Koffer	8331

07/07