

BAG-TLog Serie

Temperatur-Datenlogger zur Überwachung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)

Verwendungszweck

- Überwachung des Programmablaufes im RDG
- [Automatische Berechnung der Desinfektionsleistung](#) des RDG über die Software (Berechnung der A_0 - Werte 60, 600, 3000 nach DIN EN ISO 15883-1)

Produkteigenschaften

- entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 15883, vollkommen wasserdicht
- hohe Messgenauigkeit ($\pm 0,3^\circ\text{C}$ im Bereich von -40°C bis $+150^\circ\text{C}$)
- Programmierung und Auswertung per PC, Speicher: 27.000 Messpunkte
- [Batteriewechsel durch Anwender möglich](#) (Batteriewechsel-Set notwendig)
- [Eine Metallöse liegt allen Loggern bei und kann vom Anwender montiert werden](#) (Batteriewechsel-Set notwendig)
- Werkzertifikat liegt bei, Rekalibrierung nur alle 12 Monate erforderlich

Hardware-Anforderungen

- PC mit 1,5 GHz Prozessorgeschwindigkeit
- 200 MB Festplattenspeicher,
- 1 GB Arbeitsspeicher
- USB-Anschluss
- Betriebssystem Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Administratorrechte bei der Installation



**NEUE
Generation**

BAG-TLog Funk-Serie

Temperatur-Datenlogger
mit erweiterten Funktionen

Zusätzliche Produkteigenschaften:

- Optimal für Prozessvalidierung durch **Online-Überwachung** des Programmablaufes
- Datenübertragung per Funk
- **Messgenauigkeit: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$** (0°C bis $+140^{\circ}\text{C}$)
- **Speicher: 100.000 Messpunkte**



Funkdatenlogger

ebenfalls erhältlich:

BAG-TLog Mini-Datenlogger

Mini-Datenlogger für den Einsatz in
beengten räumlichen Verhältnissen

Produkteigenschaften:

- Nadellänge 50 mm (250 mm mit Fühler)
- Verwendung mit BAG-TLog-Standardinterface
- Batteriewechsel durch Anwender möglich
(Batteriewechsel-Set notwendig)
- **Messgenauigkeit: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$** (0°C bis $+140^{\circ}\text{C}$)
- **Speicher: 15.000 Messpunkte**
- auch als Starterset erhältlich



Produktangebot BAG-TLog Serie

	Best.-Nr. Standard- Datenlogger	Best.-Nr. Funk- Datenlogger
BAG-TLog Starterset		
Inhalt: BAG-TLog, Interface, Software, Koffer	83310	83318
BAG-TLog		
Temperatur-Datenlogger	83252	83253
BAG-TLog F1		
Temperatur-Datenlogger mit 1 Messfühler	83262	83263
BAG-TLog F2		
Temperatur- Datenlogger mit 2 Messfühlern	-	83273
BAG-TLog Druck (RDG)		
Datenlogger Temperatur und Spüldruckmessung in RDG	83296	a.A.
BAG-TLog Druck (Steri)		
Datenlogger Temperatur und Druck in Dampfsterilisatoren	83297	a.A.
BAG-Interface		
1-fach Interface, geeignet für Standard- und Funklogger		83321
BAG-Interface		
4-fach Interface, geeignet für Standard- und Funklogger		83324
BAG-SW		
Software zur Datenauswertung (Routine)		83334
BAG-SW Validation		
Software zur Datenauswertung (Routine und Validierung)		83332
Silikonschutzbox		
Schutzbox für den Temperatur-Datenlogger		83267
Batteriewechsel-Set		
inkl. 3 Batterien, Dichtungsringen, Werkzeug		83341
Batterieset		
inkl. 3 Batterien, Dichtungsringen		83342
Mini-Datenlogger Starterset		
Inhalt: Mini-Datenlogger, Interface, Software, Koffer		83286