

Geräteset RDG

Geräteset zur Leistungsqualifikation von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)

Best.-Nr. 83314

Verwendungszweck

- Einsatz für die Leistungsqualifikation und Routineüberwachung von RDG
- Überwachung von pH-Wert, Leitwerten, Reinigerdosierung, Wasserverbrauch entsprechend der Vorgaben der DIN EN ISO 15883

Inhalt (BAG-Best.-Nr. 83314):

1	pH-Messgerät	zur kontinuierlichen Überwachung des pH-Wertes während des Programmablaufs inkl. Eichlösungen
1	Leitfähigkeitsmessgerät	zur Überwachung der Leitfähigkeit des Wassers in der Spülflotte inkl. Eichlösungen
1	Präzisionswaage	zur Bestimmung der Reinigerdosierung
2	Wasseruhren	zur Bestimmung des Wasserverbrauchs, für Warm- bzw. Kaltwasser, geeicht auf 5 Jahre
	Gerätekoffer	zur Aufbewahrung des Gerätesets RDG
	Zollstock, Kabelbinder	

11/07