

Geräteset RDG PREMIUM

Geräteset zur Leistungsqualifikation von
Reinigungs- und Desinfektionsgeräten
(RDG)

Best.-Nr. 83316

Verwendungszweck

- Einsatz für die Leistungsqualifikation und Routineüberwachung von RDG
- Überwachung von pH-Wert, Leitwerten, Reinigerdosierung, Wasserverbrauch entsprechend der Vorgaben der DIN EN ISO 15883
- Premium-Geräteset: kabellose, kontinuierliche Messung von pH-Wert und Leitfähigkeit, Auswertung über PC, höherer Messtakt und höhere Genauigkeit

Inhalt (BAG-Best.-Nr. 83316):

1	pH-Messgerät	zur kontinuierlichen Überwachung des pH-Wertes während des Programmablaufs, mit USB-Anschluss / PC-Schnittstelle, keine Eichung vor Messbeginn notwendig, Speicher für 12.000 Messpunkte, kabellos
1	Leitfähigkeitsmessgerät	zur Überwachung der Leitfähigkeit des Wassers in der Spülflotte, mit USB-Anschluss / PC-Schnittstelle keine Eichung des Gerätes vor Messbeginn notwendig, Speicher für 6.000 Messpunkte, kontinuierliche Messung
1	Präzisionswaage	zur Bestimmung der Reinigerdosierung
2	Wasseruhren	zur Bestimmung des Wasserverbrauchs, für Warm- bzw. Kaltwasser, geeicht auf 5 Jahre
	Gerätekoffer	zur Aufbewahrung des Gerätesets RDG
	Zollstock, Kabelbinder	
