

Ergebnisprotokoll / Worksheet

Mikrotestkammern (60) mit vorgetropften Antiseren und Kontrollen zur HLA-B27 Typisierung

Microtest trays (60) with prealiquoted anti sera and controls for HLA-B27-typing

REF 7004

CE 0123

LOT xxxxxxxxxxxx

IVD

xxxx-xx



≤ -20°C

Kaninchenkomplement:

Rabbit Complement:

LOT xxxxxxxx

xxxx-xx

Testdatum/Test Date:

Untersucher/Tech:

Name:			
Vorname: First name:			
Geb.-Datum: Birth Date:			
Ergebnis: Result:			
Pos. well	Serum LOT	Anti-HLA	Reaktionen Reactions
1A	111 H 0150	pos. Control	
1B	112 H 0250	neg. Control	
1C	113 H 0040	B 27	
1D	112 H 0060	B 27	
1E	106 H 0230	B 27+47+3702	
1F	105 P 0330	B 7+27+73	
2F	112 P 0280	B 7	
2E	105 H 0960	B 12	
2D	105 H 0030	B 13	
2C	110 H 0330	B 17	
2B	113 H 0140	B 55	
2A	106 H 0570	B 22+42+7+67	
3A	207 H 0770	B 56	
3B	113 P0120	B 40 (13)	
3C	110 H 0140	B 40+47+13	
3D	111 P 0040	B 60+48	
3E	109 H 0350	B 41+42	
3F	105 H 0480	B 47+44(45,49)	
4F	106 H 0310	Cw 1	
4E	106 H 0290	Cw 2	
4D	109 H 0540	Cw 4	
4C	94 P 428	Cw 6	
4B	109 P 0550	Bw 4+B 45(A32,25)	
4A	110 P 0120	Bw 6 (B13)	

