

CZ

Návod k použití

Happy Taq

CE

Elektronická verze návodu k použití je ke stažení na www.bag-healthcare.com

IVD

REF 70976





Obsah: 50 µl Taq Polymerase, připraveno k použití
250 jednotek (5 jednotek/µl)

Specifikace: Rekombinantní enzym
Termostabilní 5'→3' DNA polymeráza
5'→3' exonukleázová aktivita
Nemá 3'→5' exonukleázovou aktivitu
Enzym přidává nukleotidy na 3'-konci DNA
(téměř výlučně adenosin)

Skladování: ≤ -20°C

Použití: Pro použití se soupravami HISTO TYPE a BAGene od BAG Health Care GmbH. Informace o pracovním postupu a další najdete v Návodu k použití pro soupravy HISTO TYPE SSP a BAGene SSP.

Vysvětlení symbolů na etiketách

	Teplota skladování / nejnižší povolená teplota	IVD	Pro použití in vitro
	Použitelné do	REF	Katalogové číslo
LOT	Číslo šarže	RTU	Připraveno k použití
	Výrobce		
	Nahlédněte do návodu k použití		
TAQ POLYMERASE	Taq-Polymeráza		

Verze: 3/2017 / Vydáno: 2017-08



BAG Health Care GmbH
Amtsgerichtsstraße 1-5
35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404 / 925-0
Fax: +49 (0) 6404 / 925-250
www.bag-healthcare.com
info@bag-healthcare.com

Auftragsannahme/Ordering:
Tel.: +49 (0) 6404 / 925-450
Fax: +49 (0) 6404 / 925-460
verkauf@bag-healthcare.com

Customer Service:
Tel.: +49 (0) 6404 / 925-125
Fax: +49 (0) 6404 / 925-421
service@bag-healthcare.com