

PT

Instruções de utilização

Happy Taq

CE

Instruções de utilização electrónica ver www.bag-healthcare.com

IVD

REF 70976










Conteúdo: 50 µl Taq Polimerase, pronta a usar
250 unidades (5 unidades/µl)

Especificação: Enzima recombinante
polimerase termoestável de 5' → 3' ADN
atividade de exonuclease 5' → 3'
sem atividade de exonuclease 3' → 5'
A enzima acrescenta nucleótidos no extremo 3do ADN
(quase exclusivamente adenosina)

Armazenamento: ≤ -20°C

Aplicação: Para utilização com kits HISTO TYPE e kits BAGene da BAG Health Care GmbH. Para procedimentos de teste e mais informação, consulte as instruções de utilização destes Kits HISTO TYPE SSP e BAGene SSP.

Explicação dos símbolos usados nos rótulos

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Temperatura de armazenamento / Limite inferior de temperatura |  | Dispositivo médico para diagnóstico in vitro |
|  | Prazo de validade |  | Referência de catálogo |
|  | Código do lote |  | Pronto a usar |
|  | Consulte as instruções de utilização |  | Fabricante |
|  | | Taq-Polimerase | |

Versão: 3/2017 / Emissão: 2017-08